


Estimado/a Óptico Optometrista y compañero/a,

Nos ponemos en contacto con usted desde el laboratorio de lentes de contacto Tiedra Farmacéutica S.L. para informarle sobre nuestra lente de contacto Esencia® para el control de miopía que su paciente está interesado en probar.

ESENCIA® es una lente de contacto blanda de adición periférica, customizada, indicada para la Corrección y Control de la Progresión de la Miopía en usuarios pediátricos y adolescentes con certificación CE.

ESENCIA® posee un diseño de vanguardia para modificar el desenfoque periférico retiniano como método para reducir y/o eliminar los factores visuales que inducen la progresión miópica y, al mismo tiempo, compensar la miopía del usuario gracias a un correcto enfoque en la retina central.



ESENCIA TORIC® permite que los usuarios con astigmatismo también puedan beneficiarse del control de la miopía y una adecuada calidad visual.

Parámetros

Reemplazo	Formatos	Radio Base	Diámetro	Potencias (Dp)	Ejes	Material Hidrat.	Geometría
Trimestral	Pack Trimestral	De 7.80 a 9.20 en pasos de 0.10	14.00 y 14.50	Esféricas ^{0.25} -20 -0.25 Cilindro ^{0.50} -6 -0.75	De 0 a 180° en pasos de 5°	Acofilcón B 50%	Asférica / Tórica

Si necesita información adicional o quiere solicitar sus primeras lentes póngase en contacto con nosotros a través del correo pedidos@tiedra.net o 916434140.

Un cordial saludo

Tiedra Farmacéutica S.L.